

Biofreez®

Spray Congelante - Freezing Spray



- Rápida y duradera acción congelante.
- No contamina ni altera la muestra.
- No forma cristales.
- Reducción del tiempo total de congelamiento.
- Consolidación del soporte (medio de montaje) en forma casi instantánea.
- Preservación de la muestra con la totalidad de sus características histológicas.
- Preservación de las características tintoriales del tejido.
- Facilidad de uso (recomendación: respetar una distancia mínima al objeto de entre 10 y 20 cm y regular la fuerza de aplicación).

Cryoplast®

Medio de montaje para congelación.



Es un medio de montaje para realizar cortes histológicos por congelación. Produce una excelente adhesión en la muestra del tejido. Su característica principal es que no forma cristales que dañan al tejido, pudiéndose realizar cortes posteriores a la congelación. La muestra puede, manteniéndose a -20°C , permanecer inalterada indefinidamente.

Punto de congelamiento: aproximadamente -12°C . Soluble en agua.

VENTAJAS:

- Posee propiedades física similares a la parafina.
- No deja residuos en los tejidos.
- Pruebas realizadas en distintos laboratorios, observaron una mejor diferenciación en la coloración.
- Su envase con aplicador, es ideal para una sencilla utilización.

Biopack