

2000950500

TRICROMICO DE MASSON (FAST GREEN FCF)

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Método de Tinción selectiva para las fibras colágenas en dos etapas.

Bibliografía: Laboratorio de Anatomía Patológica, Raimundo García del Moral, 1a Ed. Pág 177.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338, P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000950506	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color verde oscuro
Densidad (20°C)	1,000-1,010
? máx.	622-626 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,20