



2000080800

ACIDO SULFURICO Solución 0,1 N (0,05 mol/L)

--- | --- | --- | EINECS 231-639-5

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000080808	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título a 25°C	0,1000 N ± 0,0005