

2000083800

## ACIDO CLORHIDRICO Solución 0,2 N (0,2 mol/L) en Isopropanol

--- | --- | --- | ---



### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

**Declaraciones de Peligro:** H225

Líquido y vapores muy inflamables.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000083808 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis | Especificación           |
|----------|--------------------------|
| Aspecto  | Líquido claro e incoloro |
| Título   | 0,2000 N $\pm$ 0,0010    |