



2000085300

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, (EDTA) SAL DISODICA S

--- | --- | --- | EINECS 205-358-3

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-edta-disodico-sol-01m-01-mol-l-x-1000-ml-0853-qrnop/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000085308	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título	0,1000 M ± 0,0005