



2000088600

SOLUCION BUFFER pH 10.00 (S/Cod. Color) (25°C)

--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-buffer-ph-10-0886-b17ve/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000088607	500 mL	PEAD	En stock
2000088608	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
pH a 25°C	10,00 ± 0,03