

2000111500

COLOR FAST KIT (Solución)

--- / --- / --- / ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Tincion 15, KIT RAPIDO PARA COLORACION PAP

Usos Analíticos: El Color Fast® es un kit de 3 componentes para realizar t

DATOS TÉCNICOS

Repuestos:: FIJADOR (2000111000); SOLUCION A (2000111100); SOLUCION B (2000111200).

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/color-fast-kit-solucion-3-unidades-x-250-ml-1115-eryvr/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000111505	3 x 250 mL	PEBD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aptitud para tinción	Cumple
? máx.	515-518 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,40-1,70
? máx1	650-665 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,50
Agua	máx. 0,10%