



2000120100

HISTOPLAST® WAX (Pellets)

--- | --- | --- | EINECS 232-315-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Parafina para uso histológico

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/parafina-histoplast-wax-pf-56-58-c-1201-hqrlw/>

Descripción: Es una parafina formulada con aditivos específicos en presentación de pellets, indicada para procesos de impregnación e inclusión.

Funciones: Proporciona un soporte homogéneo y firme en las muestras de tejido, facilitando la obtención de cortes ultra finos de alta calidad en

Especialidades: Histología, Anatomía Patológica, Citología y Laboratorios de Diagnóstico e Investigación.

Material: Parafina purificada con aditivos para uso histológico (presentaciones en bolsas Doypack o envases de PEAD).

Solubilidad Acuosa: Insoluble en agua.

Punto de Fusión: 54-58°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000120109	5 Kg	PEAD	En stock
2000120159	1 000 g	Doy Pack	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Lentejas blancas
Punto de fusión	54-58°C
Impregnación	Cumple
Corte	Cumple
Desparafinado	Cumple