

2000130100

## ACEITE DE SILICONAS

--- / --- / --- / ---



### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000130104 | 50 mL        | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                      | Especificación           |
|-------------------------------|--------------------------|
| Aspecto                       | Líquido claro e incoloro |
| Índice de refracción (n 20/d) | 1,40-1,41                |