



2000140100

## AGUA DESMINERALIZADA (Cond. máx. = 2 µS) p.a.

H<sub>2</sub>O | CAS [7732-18-5] | --- | EINECS 231-791-2

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Hidrógeno Oxido  
**Fórmula de Hill:** H<sub>2</sub>O  
**Usos Analíticos:** Solvente en el análisis de trazas.  
**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 18,016  
**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C  
**Punto de Ebullición:** 100°C  
**Punto de congelación:** 0°C  
**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/agua-desmineralizada-cond2us-x-10000-ml-1401-7eedg/>

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000140110 | 10 L         | Bag in Box      | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                        | Especificación                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Aspecto                         | Líquido límpido e incoloro, inodoro e insípido |
| pH                              | 5,0-7,0                                        |
| Materia orgánica y reductora    | Cumple                                         |
| Cloruro (Cl)                    | Cumple                                         |
| Sulfato (SO4)                   | Cumple                                         |
| Amoniaco                        | Cumple                                         |
| Metales pesados                 | Cumple                                         |
| Calcio (Ca)                     | Cumple                                         |
| Dióxido de carbono              | Cumple                                         |
| Nitratos                        | Cumple                                         |
| Conductividad específica a 25°C | 2,0 µS/cm                                      |
| Silicatos                       | 0,1 ppm                                        |