

2000180300

DILUYENTE PARA PLAQUETAS (Rec. Manual)

--- | --- | --- | ---



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/diluyente-recuento-plaquetas-2-x-50-ml-rec-manual-1803-k594g/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000180304	50 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Densidad (20°C)	1,000-1,010
pH a 25°C	4,0-5,0