

2000200200

TRITON X-100

--- | CAS [9002-93-1] | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Eter mono[p-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)Fenílico]del Polietilenglicol, Eter Octilfenólico del Decaetilenglicol, Octoxinol

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Disolver el producto en agua destilada a una temperatura de 70/80°C, con agitación lenta.

Punto de Fusión: 7°C

Punto de Ebullición: 270°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/triton-x-100-2002-ipfhv/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H411

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000200207	500 mL	Vidrio	En stock
2000200205	100 mL	Vidrio	En stock
2000200208	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Apariencia	Líquido incoloro viscoso
Densidad (25°C)	1,04-1,07
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-7,5
Agua	máx. 0,50%