

2000350400

ANTICOAGULANTE CS (para Coagulación y Eritrosedimentación)

Imagen no disponible



--- / --- / --- / ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/anticoagulante-cs-x-50-ml-para-coagulacion-y-eritrosedimentacion-3504-gs78f/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000350404	50 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Densidad (20°C)	1,020-1,040
pH a 25°C	6,8-7,6