



2000929500

## TETRAHIDROFURANO H.P.L.C.

$C_4H_8O$  | CAS [109-99-9] | --- | EINECS 203-726-8

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:**  $C_4H_8O$

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 72,11

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/tetrahidrofurano-hplc-9295-d2j06/>

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**   

**Consejos de Precaución:** P202, P210, P233, P301 + P312, P305 + P351 + P338, P308 + P313

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

**Declaraciones de Peligro:** H225, H302, H319, H335, H336, H351, EUH019

Líquido y vapores muy inflamables.

Nocivo por ingestión Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se sospecha que provoca cáncer .

Puede formar peróxidos explosivos.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000929509 | 4 L          | Vidrio          | En stock       |
| 2000929508 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                                        | Especificación           |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Aspecto                                         | Líquido claro e incoloro |
| Título                                          | ? 99,0%                  |
| Densidad (20°C)                                 | 0,886-0,889              |
| Color (APHA)                                    | 20                       |
| Peróxidos (como H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) | 0,015%                   |
| Residuo después de evaporación                  | 0,03%                    |
| Agua                                            | 0,05%                    |

### ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

| Análisis  | Especificación |
|-----------|----------------|
| 400 ?(nm) | Abs.? 0,01     |
| 350 ?(nm) | Abs.? 0,01     |
| 300 ?(nm) | Abs.? 0,02     |
| 250 ?(nm  | Abs.? 0,25     |
| 212 ?(nm) | Abs.? 1,00     |

