

2000936800

# AZUL DE TOLUIDINA 1% (Solución)

--- | --- | --- | ---



## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C  
**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-de-toluidina-1-solucion-x-100-ml-9368-1d1i1/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000936805 | 100 mL       | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                          | Especificación        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Aspecto                           | Líquido azul-violáceo |
| Densidad (20°C)                   | 1,000-1,020           |
| pH a 25°C                         | 2,5-5,5               |
| ? máx.                            | 625-635 nm            |
| Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15) | 1,05-1,15             |