

2000938700



MAGNESIO OXIDO PESADO p.a.

MgO | CAS [1309-48-4] | --- | EINECS 215-171-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: MgO

Usos Analíticos: Absorbente para los colorantes previo a su determinación. Para la preparación del reactivo Eschka.

Bibliografía: A.C.S 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 40,30

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 2800°C

Solubilidad Acuosa: Prácticamente insoluble

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/magnesio-oxido-pesado-p-a-9387-1ezic/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000938707	500 g	PEAD	En stock
2000938706	250 g	PEAD	En stock
2000938705	100 g	PEAD	En stock
2000938708	1 000 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 95,0%
Identificación	Cumple
Carbonato	Cumple
Sales solubles	Cumple