

2000951500

ACIDO ACETICO Solución 1 N (1 mol/L)

--- / --- / --- / EINECS 200-580-7



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000951508	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título	1,0000 N \pm 0,0050