

2000951700

GLICERINA BASICA Solución

Imagen no disponible

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Límite de metales pesados.

Bibliografía: Farmacopea Argentina VII Ed. Pág. 237.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido blanco opalescente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000951705	100 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso incoloro
pH	9,5-10,5