

2000954100

## FLORISIL® MALLA 60-100 PARA CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

--- | CAS [1343-88-0] | --- | EINECS 215-681-1

Imagen no disponible



### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Insoluble a 20°C.

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954105	100 g	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco
pH ( 5% en agua)	8,0-10,0
Tamaño de partícula (malla 60-100)	? 90%