



2000954100

FLORISIL® MALLA 60-100 PARA CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

--- | CAS [1343-88-0] | --- | EINECS 215-681-1

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Solubilidad Acuosa: Insoluble a 20°C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954105	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco
pH (5% en agua)	8,0-10,0
Tamaño de partícula (malla 60-100)	? 90%