

2000961300

## ROJO NEUTRO (C.I. 50040) p.a. (A.C.S.)

$C_{15}H_{17}ClN_4$  | CAS [553-24-2] | --- | EINECS 209-035-8



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Basic Red 5, Rojo Toluileno

**Fórmula de Hill:**  $C_{15}H_{17}ClN_4$

**Usos Analíticos:** Indicador para determinación de nitrógeno; indicador de pH.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 288,78

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Soluble

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000961303	25 g	Vidrio	En stock
2000961302	10 g	Vidrio	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde oscuro
Claridad de la solución	Cumple
pH 6,8	Rojo
pH 8,0	Amarillo