



Imagen no disponible

2000967200

NEGRO SUDAN B (C.I. 26150)

$C_{29}H_{24}N_6$ | CAS [4197-25-5] | --- | EINECS 224-087-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Solvent Black 3
Fórmula de Hill: $C_{29}H_{24}N_6$
Usos Analíticos: Para microscopia, tinción de grasas.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 456,55
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967203	25 g	Vidrio	En stock
2000967202	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino marrón oscuro o negro
? máx.	596-605 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,02