

2000969900

## L-ALANINA p.a.

$C_3H_7NO_2$  | CAS [56-41-7] | --- | EINECS 200-273-8



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acido-2(S)-Aminopropiónico, (S)-(+)-Alanina

**Fórmula de Hill:**  $C_3H_7NO_2$

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 89,09

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Punto de Fusión:** 295-297°C (descomposición)

**Solubilidad Acuosa:** 166,5 g/L

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969904	50 g	Vidrio	En stock
2000969903	25 g	Vidrio	En stock
2000969906	250 g	PEAD	En stock
2000969905	100 g	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Apariencia de la solución	Cumple
Identificación	Cumple
Título	98,5-101,0%
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO4)	0,03%
Pérdida por secado	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%