

2000970700

L-TRIPTOFANO p.a.

$C_{11}H_{12}N_2O_2$ | CAS [73-22-3] | --- | EINECS 200-795-6



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido-(S)-2-Amino-3-(3-Indolil)Propiónico, (S)-(-)-Tryptófano

Fórmula de Hill: $C_{11}H_{12}N_2O_2$

Usos Analíticos: Para determinación de N en leche

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 204,23

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 10 g/L a 20°C

Punto de Fusión: 290°C (descomposición)

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970702	10 g	Vidrio	En stock
2000970703	25 g	PEAD	En stock
2000970705	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco apagado a beige
Identificación	Cumple
Apariencia de la solución	Solución clara
Título	? 99,0%
Cloruro (Cl)	0,02%
Pérdida por secado	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%