



2000975800

SOLUCION BUFFER pH 4.00 (Rojo) (25°C)

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-buffer-ph-4-rojo-9758-suzo2/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000975807	500 mL	PEAD	En stock
2000975808	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro rojo
pH a 25°C	4,00 ± 0,03