



2000976000

## SOLUCION BUFFER pH 10.00 (Azul) (25°C)

--- / --- / --- / ---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-buffer-ph-10-azul-9760-prd8/>

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976007	500 mL	PEAD	En stock
2000976008	1 000 mL	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro azul
pH a 25°C	10,00 ± 0,03