

2000981300

## ACIDO SULFURICO Solución 0,5 N (0,25 mol/L)

--- | --- | --- | EINECS 231-639-5



### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:** 

**Consejos de Precaución:** P234, P390

Conservar únicamente en el recipiente original.

Absorber el vertido para que no dane otros materiales.

**Declaraciones de Peligro:** H290

Puede ser corrosivo para los metales.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000981309 | 5 L          | PEAD            | En stock       |
| 2000981308 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis      | Especificación           |
|---------------|--------------------------|
| Aspecto       | Líquido claro e incoloro |
| Título a 25°C | 0,5000 N ± 0,0025        |