



2000982200

ACIDO CLORHIDRICO Solución 0,1 mol/L (0,1 N)

--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-clorhidrico-solucion-01-n-x-1000-ml-9822-4nl0n/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000982209	5 L	PEAD	En stock
2000982208	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,1000 N ± 0,0005